



# Весы электронные напольные

## Руководство по эксплуатации. Паспорт

### 1. Назначение и область применения

- 1.1. Весы электронные напольные торговой марки TDM ELECTRIC серий «Сакура», «Фитнес», «Фиалки» и «Спа» (далее – весы) предназначены для определения массы тела человека. 1.2. Применяются в быту, не подходят для промышленного использования.

### 2. Основные технические характеристики

- 2.1. Основные технические характеристики весов представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение			
Артикул	SQ4012-0001	SQ4012-0002	SQ4012-0003	SQ4012-0004
Шаг измерения, кг	0,01			
Максимальный вес измерения, кг	180			
Питание	2 батарейки AAA (в комплект не входят)			
Единицы измерения	кг, фунты, стоуны			
Габаритные размеры, не более, мм	280x280x20			
Масса, не менее, кг	1,1			
Срок службы, не менее, лет	3			

### 3. Комплектность

- 3.1. В комплект поставки входят:
- Весы напольные – 1 шт.
  - Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
  - Индивидуальная упаковка – 1 шт.

### 4. Правила и условия безопасной эксплуатации

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом использования весов ознакомьтесь с руководством пользователя. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке.

- 4.1. Весы, приобретенные в холодное время года, во избежание выхода из строя перед использованием необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре.
- 4.2. Не используйте весы в целях, не предусмотренных инструкцией.
- 4.3. Избегайте попадания воды на весы во избежание выхода прибора из строя.

- 4.4. Не перегружайте и не подвержайте весы ударным нагрузкам.
- 4.5. Располагайте весы на ровной поверхности.
- 4.6. Не пользуйтесь весами вблизи источников электромагнитного излучения.
- 4.7. Перед включением убедитесь в исправности батареек и их правильной установке.
- 4.8. Используйте элементы питания, указанные в инструкции. Не используйте элементы питания с видимыми признаками окисления.
- 4.9. Не выбрасывайте использованные батарейки с остальным мусором. Сдавайте их в специ-

альные центры утилизации.

4.10. Используйте весы только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Весы не предназначены для промышленного или коммерческого применения.

4.11. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

## 5. Подключение и эксплуатация

**ВНИМАНИЕ!** Для получения точных данных устанавливайте весы только на твердую, ровную, горизонтальную поверхность.

5.1. Если на дисплее отображается надпись «LO», следует заменить элементы питания.

5.2. Для замены батареек откройте крышку на обратной стороне весов. Поместите батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность.

5.3. Для включения весов встаньте на них – они включатся автоматически. На дисплее отобразится значение «0,00 kg», «0,0 lb» или «0,0 st»,

**ВАЖНО!** На неисправности, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. в промышленных или коммерческих целях), гарантия не распространяется.

**ВНИМАНИЕ!** Не подвергайте батарейки воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей или огня. Запрещается сжигать батарейки. Элементы питания содержат химические вещества, поэтому их необходимо утилизировать в соответствии с действующими правилами утилизации.

в зависимости от выбранных единиц измерения.

5.4. С помощью кнопки на нижней стороне корпуса вы можете выбрать необходимые единицы измерения: килограммы (kg), фунты (lb) или стоуны (st).

5.5. Встаньте на весы, дождитесь показаний на дисплее.

5.7. При превышении допустимого веса (180 кг) на дисплее отобразится надпись «Err».

5.8. После использования весы отключатся автоматически.

## 6. Условия транспортирования и хранения

6.1. Транспортирование изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

6.2. Хранение изделия осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -15 до +45 °С.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

7.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

7.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

7.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов);
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

## 8. Ограничение ответственности

8.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нане-

сенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий по-

купателя (потребителя) или третьих лиц.  
8.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

8.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

### **9. Гарантийный талон**

Весы электронные настольные серий «Сакура», «Фитнес», «Фиалки» и «Спа» торговой марки TDM ELECTRIC изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годными к эксплуатации.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 020/2011.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель изготовителя ООО «ТДМ»  
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 647  
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14, (499) 769-32-14  
info@tdme.ru, info@tdomm.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэньчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. А1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru).

